



Dermal Institute®

U.S.A. 1956

DIVISIONE ESTETICA MEDICALE

www.dermalinstitute.it
info@dermalinstitute.it

Servizio clienti
199.445.745

Servizio clienti
051.82.89.99



SCHEDA TECNICA DERMALIGHT

Sorgente	Lampada allo Xenon
Lunghezza d'onda	590/1.200 nm (opzioni 530/1.200; 450/1.200)
Spot	20x50 mm
Ptenza max	100 J
Fluence max	10J/cm ²
Modalità di emissione	Impulso singolo; treno di impulsi 2-5
Frequenza	0,50 Hz
Durata dell'impulso	5-105 ms
Visualizzazione	LCD touch screen a colori
Sistema di raffreddamento lampada e manipolo	Acqua – aria; circuito sigillato
Versioni disponibili	Software multilingue
Applicazioni	Epilazione, Photo-Rejuvenation, Acne in fase attiva (450)
Dimensione e peso	48x43x24 cm; 20Kg

MDM^{GROUP}
S.p.A.

finanziamenti
formazione
call center
pubblicità
promozioni