



Dermal Institute®

U.S.A. 1956

DIVISIONE ESTETICA MEDICALE

www.dermalinstitute.it  
info@dermalinstitute.it

Servizio clienti  
199.445.745

Servizio clienti  
051.82.89.99



## SCHEDA TECNICA DERMASLIM

Dati elettrici	Tensione: 100-240 Va.c, 50/60Hz Assorb. Max: 100W Fusibili: 2x T - 1.6A
Uscita	P. Max: 80W Modalità: fissa – pulsata – adattiva - sweep
Manipoli	Manipolo Bifrequenza – 27Khz/39Khz Manipolo Monofrequenza: 128Khz
Riconoscimento	Automatico
Modalità	Fissa Pulsata – regolabile 1-20Khz Adattiva Sweep
Display	1/4vga a colori touch screen
Timer Automatico	1min. – 60 min.
Temp. Esercizio	15°C – 40°C
Peso	Kg 12
raffreddamento	Aria